

臨床屈折計 CLINICAL REFRACTOMETER



本器は、血清蛋白と尿比重および屈折率目盛(nD)を刻み、各種液体の屈折率も測定可能です。
電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。また、オプションで AC アダプターもお選びいただけます。

Designed for quick service in determination of the protein in Serum and Urine specific gravity by means of refractive index method of liquids.

仕様		SPECIFICATIONS	
血清蛋白目盛	0~12g/dl	Serum Protein	0~12g/dl
最小目盛	0.1	Minimum Score	0.1
尿比重目盛	1.000~1.080	Urine Specific Gravity	1.000~1.080
最小目盛	0.001	Minimum Score	0.001
屈折率目盛	nD1.3330~1.3600	Refractive Index	nD1.3330~1.3600
最小目盛	0.0002	Minimum Score	0.0002
光源	LED 589nm	Light Source	LED (D line, 589nm)
大きさ	85mm(W)×205mm(D)×190mm(H)	Dimensions	85mm(W)×205mm(D)×190mm(H)
重量	1.25kg (乾電池含まず)	Weight	1.25kg (Without Battery)
電源	単三型乾電池×3本	Power Supply	Battery (AA type, 3pcs.)
クラス分類	クラス I		

付属品	
試料フタ・・・1個	Prism B -----1
単三型乾電池・・・3本	Battery (AA type) -----3
取扱説明書・・・1部	Instruction Manual -----1
ACアダプター (オプション)・・・1個	AC Adapter (Option) ----1

光源にLEDを使用しています。
LED is used as the light source.



ご注意
ACアダプターをご使用の際は乾電池を取り外してください。
ATTENTION:
Remove batteries when applying AC adapter

予告なく外観または仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。
Subject to change without notice.



エルマ販売株式会社

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-6 03-3818-6281
営業部 〒342-0045 埼玉県吉川市木売 3-4-8 048-984-3138
大阪営業所 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-6-14 06-6990-6281
福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 3-6-17 092-715-2626



ERMA INC.

2-31-6 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034; Japan
Phone: 81-3-3818-6281 Fax: 81-3-3813-7301
E-mail address: trade@erma.co.jp

臨床屈折計

CLINICAL REFRACTOMETER

Protein in serum & Urine specific gravity

Cat No. 04-665-0



ERMA INC.